

Probenliste:

Kunde:

E-Mail:

Wichtige Hinweise:

- Probenahme von Belebtschlamm

Probe nur bei laufendem Rührwerk oder Belüftung. 1.5ml Schlammprobe in Proberöhrchen pipettieren (Probe darf beim Pipettieren nicht abgesetzt sein). Weitere Infos auf beiliegender Probenahme Beschreibung.
- Aufbewahrung

-20°C oder im Kühlschrank (4°C) bei Versand am gleichen Tag.
- Beschriftung

Probennummer von Proberöhrchen auf Probenliste schreiben und Probebezeichnung sowie Datum der Probenahme eintragen.
- Versand

Montag bis Mittwoch (A-Post)
- Anschrift

upwater AG, Robert Niederdorfer, Seestrasse 79, 6047 Kastanienbaum, Schweiz

Proben-nummer	Probenbezeichnung	Datum Probenahme	Express-analyse*
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

* Expressanalyse: Resultate innert 5 statt 25 Arbeitstagen nach Probeneingang